




**1** EN | If applicable, install the display controller in your computer.  
 FR | Si nécessaire, installez la carte graphique dans l'ordinateur.  
 DE | Falls noetig, bauen Sie die Grafikkarte in Ihren Computer ein.  
 ES | Si procede, instale la tabla gráfica en su ordenador.  
 IT | Se necessario, installare la scheda video nel vostro computer.  
 ZHsi | 如果需要，请在电脑中安装图形卡。  
 ZHtr | 如適用，在電腦中安裝顯示卡。  
 Ar | عند الضرورة، قم بتثبيت وحدة التحكم بالعرض في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.




**2** EN | Unlock the height-positioning and tilt-lock system and adjust your display's position as desired.  
 FR | Enlevez le système de blocage pour le positionnement en hauteur et le système de blocage pour l'inclinaison avant d'ajuster la position de votre écran.  
 DE | Entriegeln Sie das Höhenverstell- und Neigungssystem und passen Sie die Position Ihres Monitors wie gewünscht an.  
 ES | Desbloquear los mecanismos de posicionamiento en altura y fijación de la inclinación y ajustar la pantalla en la posición deseada.  
 IT | Sboccare il Sistema di regolazione dell'altezza e dell'inclinazione e regolare la posizione del monitor come desiderato.  
 ZHsi | 解开高度定位和倾斜锁系统，然后根据需求调整显示器的位置。  
 ZHtr | 解開高度定位和傾斜鎖系統，然後根據需求調整顯示器的位置。  
 Ar | افتح نظام تحديد مستوى الطول و الإمالة ثم وجه الشاشة بالاتجاه المرغوب به.



**3** EN | Remove the connector compartment cover.  
 FR | Retirez le couvercle des connecteurs.  
 DE | Entfernen Sie die Schnittstellenabdeckungen.  
 ES | Quite la tapa del compartimento de conexiones.  
 IT | Rimuovere il coperchio dei connettori.  
 ZHsi | 打开机器背后的连接盖。  
 ZHtr | 打開機器背後的連接蓋板。  
 Ar | أزل غطاء الموصل.



**4** EN | Connect the video cable (DisplayPort or DVI) and then connect the power cables.  
 FR | Connectez le câble vidéo (DisplayPort ou DVI) et connectez ensuite le câble d'alimentation.  
 DE | Schließen Sie das Videokabel (DisplayPort oder DVI) an und verbinden Sie das Stromkabel.  
 ES | Conecte el cable de video (Display Port o DVI) y el cable de corriente.  
 IT | Collegare il cavo video (DisplayPort o DVI) e quindi il cavo d'alimentazione.  
 ZHsi | 請連接信號線 (DisplayPort 或者 DVI)，然後連接電源線。  
 ZHtr | 請連接信號線 (DisplayPort 或者 DVI)，然後連接電源線。  
 Ar | قم بتوصيل كبل الفيديو (DisplayPort أو DVI) ثم قم بتوصيل كابلات الطاقة.






**5** EN | Route all cables through the cable channel in the stand of your display.  
 FR | Reliez tous les câbles par le conduit pour câbles jusqu'au support de votre écran.  
 DE | Verlegen Sie alle Kabel durch den Kabelkanal im Ständer Ihres Monitors.  
 ES | Agrupe todos los cables a través de la guía que hay en el interior del soporte de su monitor.  
 IT | Convogliare tutti i cavi attraverso il canale apposito del piedistallo del vostro monitor.  
 ZHsi | 将所有讯号线绕过脚座后方的线槽。  
 ZHtr | 將所有訊号线繞過腳座後方的線槽。  
 Ar | قم بتوجيه جميع الكابلات من خلال قناة الكابل في مسند شاشة العرض.

**6** EN | Re-attach the connector compartment cover.  
 FR | Remettez le couvercle des connecteurs.  
 DE | Bringen Sie die Schnittstellenabdeckung wieder an.  
 ES | Ponga la tapa del compartimento de conexiones.  
 IT | Riposizionare il coperchio dei connettori.  
 ZHsi | 合上连接盖。  
 ZHtr | 合上連接蓋板。  
 Ar | أعد غطاء الموصل.

**7** EN | Install the software, drivers and documentation on your computer.  
 FR | Installez le logiciel, les pilotes et la documentation sur votre ordinateur.  
 DE | Installieren Sie die Software, Treiber und Dokumentation auf Ihrem Computer.  
 ES | Instale el software, controladores y documentación en su ordenador.  
 IT | Installare il software, driver e la documentazione sul vostro computer.  
 ZHsi | 安裝顯示卡驅動軟體與影像校正軟體。  
 ZHtr | 安裝顯示卡驅動軟體與影像校正軟體。  
 Ar | ثبت البرنامج وبرامج التشغيل والوثائق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

**8** EN | Start-up and use MediCal QAWeb Agent.  
 FR | Démarrez et utilisez MediCal QAWeb Agent.  
 DE | Starten und verwenden Sie den MediCal QAWeb Agent.  
 ES | Inicie y utilice MediCal QAWeb Agent.  
 IT | Avviare e utilizzare MediCal QAWeb Agent.  
 ZHsi | 启动并使用 MediCal QAWeb Agent。  
 ZHtr | 啟動與使用 MediCal QAWeb Agent。  
 Ar | ابدأ باستخدام Medical QAWeb Agent.



## MediCal QAWeb

**9** EN | **Important:** Enable DPMS & screensaver for optimal display performance throughout the product lifetime.  
 FR | **Important:** Activez DPMS et l'écran de veille pour préserver les performances optimales de l'écran tout au long de sa vie utile.  
 DE | **Wichtig:** Aktivieren Sie Energiesparautomatik (DPMS) und Bildschirmschoner, um eine optimale Displayperformanz während der Produktlebensdauer zu gewährleisten.  
 ES | **Importante:** Habilite el DPMS (opciones de energía) y el salvapantallas para obtener un óptimo funcionamiento de la pantalla a lo largo de la vida útil del producto.  
 IT | **Importante:** Abilitare il DPMS e lo screen saver per preservare le prestazioni ottimali dello schermo per tutta la vita del prodotto.  
 ZHsi | 重要：請啟用DPMS和屏保以便在产品使用期间获得最佳显示性能。  
 ZHtr | 重要：請啟用DPMS和螢幕保護程式以便整個產品使用壽命期間表現最佳顯示性能。  
 Ar | هام : تشغيل نظام DPMS وحافظ شاشة التوقف ، يمكنك من الحصول على أداء أفضل وعمر أطول للمنتج.

Display Controller Manual | Manuel | Handbuch | Manuale | 手册 | 該手冊 | دليل

Coronis Uniti Manual | Manuel | Handbuch | Manuale | 手册 | 該手冊 | دليل

MediCal QAWeb Manual | Manuel | Handbuch | Manuale | 手册 | 該手冊 | دليل

# Coronis Uniti Quick Install Sheet

Fiche d'installation rapide | Falblatt für Schnellinstallation | Hoja de instalación rápida | Guida rapida all'installazione | 快速安装单 | 快速安裝單 | إرشادات التركيب

BARCO

Visibly yours